

SUPER CHLOE™

Super Chloe con OMNI 2
\$222.100.250

Super Chloe con OMNI 1
\$222.100

CLINICA CHLOE™ AVANZADA

Clinica Chloe Avz. con OMNI 2
\$222.250

Clinica Chloe Avz. con OMNI 1
\$222

CLINICA CHLOE™ ORIGINAL

Clinical Chloe con OMNI 2
\$221.250

Clinical Chloe Original
\$221



INTERFAZ DE CONTROL INHALÁMBRICA OMNI® 2

El nuevo OMNI 2 es una interfaz inalámbrica fácil de usar diseñada para tener la mejor herramienta para conducir ejercicios basados en la simulación en la palma de su mano.

- Interfaz intuitiva de pantalla táctil con conexión inalámbrica incorporada
- Hacer cambios al vuelo o tendencia con el tiempo
- El registro de eventos registra las acciones de los participantes, los cambios de signos vitales y las notas de entrada para apoyar el informe



RETROALIMENTACIÓN EN TIEMPO REAL DE ERCP™ DE OMNI® 2

- Monitorear las métricas de calidad de RCP en tiempo real
- Las listas de verificación interactivas le permiten seguir fácilmente las acciones de los proveedores durante el ejercicio
- Exportación de reportes de desempeño en el RCP para el informe



Pulso palpable bilateral carotídeo y radial derecho. Pulso radial izquierdo automático cuando se conecta OMNI al brazo deTA



MONITOR VIRTUAL DE PACIENTE SOPORTA OMNI 2

El nuevo monitor de paciente virtual de Gaumard para OMNI 2 se ve y funciona como un dispositivo real. Ofrece datos continuos y en tiempo real de los pacientes para aprender el pensamiento crítico y las habilidades en la toma de decisiones.



PALPACIÓN DE MAMAS

7 opciones de mamas para palpación y exploración, incluyendo mastitis crónica, tumor benigno, carcinoma y el efecto «piel de naranja», sarcoma gigante, carcinoma escirro y el sistema de drenaje linfático.




EXÁMEN GINECOLÓGICO

Practique múltiples ejercicios de exploraciones, que incluyen ducha vaginal, citología vaginal, reconocimiento visual de cérvix normales o anormales, implantación de DIU, entre otros. Nuevas y suaves inserciones para examen GYN están incluidas con Super Chloe \$222.100.250.



CATERIZACIÓN

La válvula "duckbill" (En forma de pico de un pato.) permite el cateterismo masculino o femenino con catéteres de silicona blanda.



Existen distintos tonos de piel a su disposición y sin coste adicional:

- Claro
- Medio
- Oscuro



BRAZO CON PRESIÓN ARTERIAL OMNI

Presiones sistólica y diastólica ajustables, intervalo de silencio auscultatorio y frecuencia del pulso. Muestra los resultados del esfigmomanómetro.



INYECCIÓN E INFUSIÓN

Brazo para ejercicios de inyección intravenosa, intramuscular, subcutánea e intradérmica.



RUIDOS CARDÍACOS Y PULMONARES

Red de sensores ocultos bajo la piel. Oiga los ruidos cardíacos y pulmonares a medida que mueve la campana del estetoscopio por la parte anterior y la parte posterior del torso.

ENFERMERÍA | Simuladores avanzados de cuidados de pacientes

Características generales	S222.100.250 S222.100	S222.250 S222	S221.250 S221
Cuidados Generales del Paciente			
Actividades de baño y vendaje	•	•	•
Cuerpo completo	•	•	•
Los ojos se abren y se cierran (Una pupila se dilata)	•	•	-
Vejiga y conducto uretral realistas para ejercicios de cateterismo	•	•	•
Dentaduras superior e inferior para higiene oral	•	•	•
Rostro, manos, pies y dedos suaves y con piel realista	•	•	•
Conducto auditivo simulado para aplicación de gotas óticas e irrigación ótica	•	•	•
Colostomías transversas, ileostomías, estomas suprapúbicos para practicar irrigación	•	•	•
Abertura para gastrostomía	•	•	•
Posibilidad de administración de enemas	•	•	•
Peluca moderna para cuidados del cabello y colocación de paños quirúrgicos	•	•	•
Muñón de amputación	○	○	○
Juego de dos úlceras de decúbito	•	•	○
Pie con lesión ulcerosa	•	○	○
Pulso palpable manualmente	•	•	-
Órganos masculinos y femeninos intercambiables (ambos incluidos)	•	•	•
Brazo de presión arterial con retroalimentación en tiempo real	•	○	○
Articulación			
Cabeza y mandíbula	•	•	•
Codos y muñecas	-	•	•
Rodillas y tobillos	•	•	•
Entrenamiento para Inyecciones			
Lugares para inyección intramuscular en brazo, muslos y glúteos	•	•	•
Brazo y mano de entrenamiento avanzado para técnicas EV, IM y sub-Q	•	•	○
Sonidos del corazón y del pulmón			
Sonidos específicos de corazón y pulmón con estetoscopio virtual	•	○	○
Palpación mamaria			
Insertos intercambiables de mama y hombre y mujer	•	•	•
Capacidad de palpación mamaria con 7 senos con patologías	•	-	-
Capacidad de palpación mamaria con 1 mama patológica	-	•	•
RCP			
Reporte y retroalimentación en tiempo real de la RCP a través de OMNI	•	•	-
Práctica de la VBM con realismo se observa levantamiento en el pecho	•	•	-
Corazón, pulmones, costillas, estómago e hígado, reales	•	•	-
Vía Aérea			
Permite Intubación / MBV	•	•	-
Colocación de traqueotomía	•	•	•
Intubación de traqueotomía con tráquea resellable	•	•	-
La tráquea, los bronquios y los pulmones permiten evaluar las habilidades de manejo de las vías respiratorias	•	•	-
Lengua, epiglotis, cuerdas vocales y esófago	•	•	-
Colocación del tubo nasal y oral	•	•	•
Intubación nasal y oral	•	•	-
Alimentación de tubo NG y OG y succión gástrica	•	•	•

• Estándar ○ Complemento opcional / accesorio