



ZOE® S504.200

Entrenador de habilidades ginecológicas

- Señales pélvicas anatómicamente precisas
Cuello uterino real normal y anormal
- Adiciones modulares para el Plan de estudios en crecimiento
- Practicar y perfeccionar los procedimientos "sensibles"



ZOE® FORMADOR DE HABILIDADES GINECOLÓGICAS

S504.200

El Torso Ginecológico ZOE viene con todo lo necesario para comenzar el entrenamiento en un paquete completo.

TORSO CARACTERÍSTICA

- Torso de tamaño adulto con espinas isquiáticas y sacro
- El introito vaginal facilita la colocación de un condón o diafragma femenino
- Cervix intercambiables para visualización con espéculo
- Cervix, Utero, ovarios y trompas de Falopio realistas ideales para la palpación y el examen bimanual
- Visualización de minilaparotomía y oclusión de trompas de Falopio
- La uretra y vejiga realista para los ejercicios de cateterismo
- Realizar USD uterinos con instrumentos reales
- Vulva intercambiable para paquetes ZOE® opcionales

CONTENIDO DEL PAQUETE

- Torso Ginecológico ZOE
- Abdomen de no embarazada
- Útero anterior
- Útero retrovertido
- Útero transparente para insertar DIU
- El útero embarazado de 6-8 semanas
- Útero de 6-8 semanas con ligamentos ováricos cortos
- Útero de 10-12 semanas
- Útero de 20 semanas
- (5) Cérvix normales
- (6) Cérvix anormales
- Cervix de Embarazadas
- (3) Útero de 6-8 semanas
- (3) Útero 10-12 semanas
- Aceite mineral
- Polvos de talco
- Kit de orina
- Caja de transporte
- Manual de instrucciones

VULVA CON FÍSTULA INTEGRADA

S504.200.700.1

Práctica realista en sutura de trayecto fistuloso

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Vulva con fistulas vesicovaginales, rectovaginales y uretrovaginales



TORSO GINECOLÓGICO DE APARIENCIA NATURAL

Su realismo y naturalidad hace que el nuevo ZOE sea la perfecta incorporación práctica a cualquier currículo de habilidades ginecológicas, proveyendo una experiencia inestimable en varios procedimientos ginecológicos

- Examen con espéculo
- Examen bimanual
- Mini-laparotomía
- Cateterización
- Oclusión de Falopio
- Medicación Rectal
- Sonido uterino
- Colocación del DIU

ANATOMÍA EXACTA

La nueva ZOE ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades adquiridas en ejercicios basados en escenarios

- Pieles con elasticidad uniforme
- Espinas y coxis isquiales
- Cervix y úteros realistas

ADICIONES MODULARES

Opcionalmente se pueden adicionar paquetes de patologías:

- Patologías externas del útero
- Patologías internas del útero
- Modelos de trayecto fistuloso

ÚTERO CON PATOLOGÍAS ANORMALES PALPABLES EXTERIORMENTE

S504.200.235

Útero intercambiable para reconocer anomalías

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Útero ampliado
- Útero pequeño
- Útero con retroversión moderada
- Útero miomatoso
- Útero con salpingitis del lado izquierdo
- Útero con salpingitis del lado derecho
- Útero severamente anterógrado
- Útero con quiste ovárico grande
- Útero con quiste ovárico medio
- Útero bicorne



ÚTERO NORMAL Y ANORMAL CON PATOLOGÍAS INTERNAS

S504.200.236

Útero intercambiable para la visión histeroscópica

CONTENIDOS DEL PAQUETE

- Útero Normal Antevertido
- Útero con poliposis
- Útero con pólipos variados
- Útero con hiperplasia útero miomatoso
- Útero con carcinoma precoz
- Útero con carcinoma avanzado
- Útero con fondo
- Carcinoma
- Útero secundario



cutaway view

ZOE® SIMULADOR GINECOLÓGICO

Simplemente, el mejor simulador de exploración ginecológica disponible. Diseñado por médicos para médicos y proveedores de atención médica, ZOE® combina la habilidad de presentar múltiples procedimientos ginecológicos, así como exploraciones laparoscópicas y minilaparatomías.



Patents 5,472,345 and D352,313

SALUD FEMENINA



Los introitos intercambiables añaden flexibilidad a todas las opciones de ZOE®. Aquí se muestra el kit de 48 horas posparto



Inserción de DIU en el útero



Acceso a las trompas de Falopio reemplazables a través de la incisión de minilaparatomía

CARACTERÍSTICAS

- Torso inferior femenino a tamaño natural con los puntos de referencia anatómicos internos relevantes
- Exploración pélvica bimanual
- Palpación de úteros normales y con embarazo
- Exploración vaginal con inserción de espéculo
- Reconocimiento visual de cérvix normales y con anomalías
- Inserción de sondas uterinas
- Inserción y extracción del DIU
- Extremo distal de la vagina de 75 mm que facilita la introducción de un condón femenino o la determinación del tamaño de un diafragma
- Los introitos extraíbles añaden flexibilidad a todas las opciones de ZOE®
- Visualización laparoscópica y oclusión de las trompas de Falopio
- Minilaparotomía
- 1 útero en anteversoflexión múltiparo y otro en retroversoflexión múltiparo
- 1 útero normal con trompas de Falopio cortas para ejercicios de palpación
- Úteros en embarazo temprano. Uno está de 6 a 8 semanas y el otro de 10 a 12 semanas
- 1 útero con embarazo de veinte semanas
- 5 cérvix normales con orificios no obstruidos
- 4 cérvix con anomalías
- 10 trompas de Falopio
- Ovarios y fimbrias esculpidos de forma realista y anatómicamente precisos
- El útero y el cérvix tienen un diseño de rosca patentado para cambios rápidos y sencillos
- Polvos de talco
- Bolsa de transporte blanda

S504.100

OPCIONES

Set de siete úteros normales y con anomalías con patologías externas palpables, con diseño de rosca

S504.1

Set de siete úteros normales y con anomalías con patologías internas para vista histeroscópica, con diseño de rosca patentado

S504.2

Útero posparto de 48 horas después del alumbramiento con cérvix y trompas de Falopio para inserción de DIU con fórceps largos y curvados

S504.3

Útero posparto de 10 minutos después del alumbramiento para inserción de DIU

S504.5



Úteros intercambiables con patologías externas normales y con anomalías



Úteros en embarazo temprano



Cérvix normales y con anomalías
Cérvix normales y con anomalías



Úteros intercambiables


SIMULADOR HISTEROSCÓPICO

S607

¡El simulador histeroscópico más realista disponible! Una parte inferior del torso femenino adulto de tamaño natural con piel externa reforzada con espuma en el interior simula el tacto de la pared pélvica anterior.

CARACTERÍSTICAS

- Torso femenino inferior adulto de tamaño natural con piel externa suave y extraíble
- Siete úteros incluyendo útero de «control» normal con apariencia saludable interna y externa
- Gráficos anatómicos internos de úteros normales y anormales
- Representación interna de pólipos endometriales, fibromas, carcinoma precoz y avanzado del endometrio, torsión y desprendimiento de fibromas y carcinoma del fondo uterino
- Representación externa de úteros normales y con anomalías
- Palpación de úteros normales y con anomalías
- Cérvix normal y úteros intercambiables con el diseño de rosca patentado
- Bolsa de transporte blanda



El histeroscopio se usa para estudiar las paredes internas de los úteros normales y con anomalías

BRAZO PARA PRÁCTICAS DE IMPLANTES ANTICONCEPTIVOS RITA™

S519

Un simulador compacto diseñado para colocar y retirar implantes de levonorgestrel (Norplant®)

CARACTERÍSTICAS

- Brazo superior izquierdo en una base
- El accesorio de espuma blanda simula el tejido blando del brazo
- El accesorio de espuma blanda permite múltiples ejercicios de inserción
- 5 accesorios tubulares
- Una piel de látex extra
- Instrucciones



Inserción de implante con trocar

SALUD FEMENINA

GYN/AID® SIMULADOR GINECOLÓGICO

S503

Patente 5 472 345

¡Uno de nuestros productos más populares! La mitad inferior de un cuerpo femenino adulto de tamaño natural proporciona a estudiantes y educadores un experiencia gráfica de exploración vaginal con espéculo, exploración pélvica bimanual, técnicas de inserción de DIU, determinación del tamaño y colocación de diafragma, inserción de sondas en el útero y visualización de cérvix normales y con anomalías.

CARACTERÍSTICAS

- Cuerpo inferior femenino adulto de tamaño natural con piel externa suave y extraíble
- Un útero en anteversoflexión normal con cubierta transparente y ligamentos redondos
- Siete úteros incluyendo útero de «control» normal y seis con anomalías uterinas externas
- Dos cérvix normales con orificios no obstruidos para la inserción/extracción del DIU
- El útero y el cérvix tienen un diseño de rosca patentado para cambios rápidos y sencillos
- Inserción y extracción de esponja anticonceptiva
- Inserción y extracción de condón femenino
- Inserción y extracción de diafragma y cubierta cervical
- 6 cérvix con anomalías cervicales
- Ovarios y fimbrias anatómicamente precisos
- Polvos de talco
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte blanda



RÉPLICAS CERVICALES

S505

Patente 5 472 345

Este modelo «de escritorio» es una herramienta excelente de educación para el paciente para médicos y profesionales de la salud.

- Cérvix con erosión
- Cérvix con desgarramiento lineal
- Cérvix con pólipos
- Cérvix con huevo de Naboth inflamado
- Cérvix con cervicitis purulenta aguda
- Cérvix con carcinoma
- Montado en base Lucite ahumada



Vista de patología cervical



Úteros intercambiables con patologías externas normales y con anomalías



SALUD FEMENINA



ÓRGANOS PÉLVICOS FEMENINOS I

S506

CARACTERÍSTICAS

- Corte frontal de útero, ovarios y fimbrias
- Útero cubierto por una ventana clara de plástico para una visualización sencilla de la colocación correcta del DIU



ÚTERO I

S507

CARACTERÍSTICAS

- Útero normal
- Una ventana clara de plástico permite ver fácilmente el DIU
- La ventana de plástico se abre inclinándose para permitir la extracción del DIU



ÚTERO II

S507.100

CARACTERÍSTICAS

- Corte frontal de útero, ovarios y fimbrias
- Una ventana clara de plástico permite ver fácilmente el DIU

EDUCADOR DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR

Nuestro educador de planificación familiar es un conocido simulador de «sobremesa» para la demostración de la introducción y la extracción de dispositivos DIU, diafragmas y esponjas anticonceptivas. Además, se pueden practicar técnicas de exploración a dos manos y se pueden presentar las posiciones normales y con anomalías del útero. La vulva está fabricada con vinilo ultra suave para otorgarle flexibilidad y realismo.

- Útero en anteversión con la parte superior despejada para ilustrar la posición correcta del DIU
- Un útero para ilustrar una anteversión normal
- Un cérvix con orificios no obstruidos se adjunta al útero suspendido dentro de la cavidad pélvica
- Cobertor de estómago de plástico suave
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte blanda



DILATACIÓN CERVICAL

Con modelos tridimensionales pintados a mano, este magnífico caballete ilustra el borramiento cervical desde -8 cm. Puede usarse en una mesa o colgarse en un muro como gráfica. Suministrado con cubierta protectora. 9 pulgadas x 12 pulgadas (2,7 m x 3,6 m)

W90



S502

SALUD FEMENINA


MODELO DE FORMACION Y DESARROLLO FETAL INTARUTERINO

S516

Se combina con el modelo de formación de ecografías fetales con ocho maravillosos modelos pintados a mano que ilustran el desarrollo del feto dentro del útero mediante corte frontal.

CARACTERÍSTICAS

- Vea más de 200 vídeos digitales con textos que describen situaciones del feto normales y anómalas durante el primer, el segundo y el tercer trimestre
- CD-ROM para uso en Windows
- Deje que sus estudiantes toquen y palpén los modelos de fetos en desarrollo. Los educadores confirman el efecto positivo de sostener un modelo fetal. Es un beneficio enorme y significativo para la clase.
- Los fetos del segundo y del tercer trimestre son extraíbles
- Anatómicamente preciso
- Montado en base Lucite® ahumada



ÓRGANOS PÉLVICOS FEMENINOS III

S511

Un magnífico modelo de diseño con corte sagital que muestra las estructuras internas y externas de la anatomía pélvica femenina. El modelo es perfecto para su uso en clases de secundaria a fin de presentar problemas de salud femenina y de higiene. También resulta excelente para la educación del paciente por parte un médico o profesional de la salud.

CARACTERÍSTICAS

- Anatómicamente preciso
- Identificación sencilla de todos los puntos de referencia anatómicos y estructuras importantes
- Montado en base Lucite® ahumada
- Clave electrónica



MODELO DE CONDÓN FEMENINO

S509

Este modelo puede colocarse en el regazo del cliente para simular la posición en la que se debe insertar el condón femenino.

CARACTERÍSTICAS

- Demostración del uso del condón femenino, de la esponja anticonceptiva y de la cubierta cervical
- Útero en anteversoflexión de tamaño natural en cavidad pélvica simulada
- El cérvix se conecta al útero con un diseño de rosca patentado
- Vulva y vagina blandas
- Cobertor de estómago de plástico suave
- Manual de instrucciones
- Bolsa de transporte blanda

