

# Sistema Infant Flow<sup>®</sup> SiPAP

Especificaciones del modelo Comprehensive\*



Modalidades
CPAP
CPAP con apnea/LBR
Biphasic
Biphasic con apnea/LBR
Biphasic tr

Alarmas
Presión alta
Presión baja
FiO <sub>2</sub> alto
FiO <sub>2</sub> bajo
Batería baja
Frecuencia respiratoria baja

Parámetros monitorizados	
nCPAP	0-11 cm H <sub>2</sub> O
MAP	0-15 cm H <sub>2</sub> O**
PIP	0-15 cm H <sub>2</sub> O**
PEEP	0-15 cm H <sub>2</sub> O**
%O <sub>2</sub>	21-100%

Garantía
Durante un año a partir de la fecha de envío, se garantiza que el sistema Infant Flow SiPAP carece de defectos de fabricación y materiales y que cumple las especificaciones publicadas.

Controles	
Caudalímetro de baja presión/nCPAP	0-15 l/min
Caudalímetro de alta presión	0-5 l/min
%O <sub>2</sub>	21-100%
Tiempo de inspiración	0,1-3,0 segundos
Frecuencia de respaldo	1-120 ppm
Frecuencia	1-120 ppm
Intervalo del apnea (T-apnea)	10-30 segundos (en intervalos de 5 segundos)
Respiración manual	

Suministro eléctrico
100-230 V CA; consumo máximo de 50 VA
12 V CC (acumulador de plomo sellado): 2 horas de vida a plena carga


Dimensiones/peso (sólo la unidad)	
Dimensiones	26 x 38 x 23,5 cm (10.25" x 15" x 9.25")
Peso	8,8 kg (19.5 lbs)


Pantalla del monitor	
Dimensiones	11 x 8 cm (4.4" x 3.3")
Resolución	320 x 240 píxeles, 1/4 VGA con retroiluminación y atenuación automática

\* El modelo Comprehensive no está disponible en los Estados Unidos

\*\* Modalidad BiPhasic tr; en caso contrario, 0-11 cm H<sub>2</sub>O



 CareFusion  
22745 Savi Ranch Parkway  
Yorba Linda, CA 92887  
800.231.2466 (gratuito)  
714.283.2228 tel  
714.283.8493 fax

 CareFusion Germany 234 GmbH  
Leibnizstrasse 7  
97204 Hoechberg  
Alemania  
+49 931 4972-0 tel  
+49 931 4972-423 fax



CareFusion  
Yorba Linda, CA

[carefusion.com](http://carefusion.com)

